

Link do produktu: <https://www.medbox.pl/innolux-aurora-dim-lampa-antydepresyjna-nowoczesne-wzornictwo-p-1789.html>

INNOLUX AURORA DIM lampa antydepresyjna, nowoczesne wzornictwo

Cena	1 290,00 zł
Dostępność	Produkt wycofany
Producent	INNOLUX INNOJOK Finlandia

Opis produktu

Lampa antydepresyjna Innolux AURORA-DIM. Wyrób medyczny - certyfikat Det Norske Veritas CE 0434

Wyjątkowy design i udokumentowane działanie antydepresyjne.

Innolux Aurora-dim jest pięknie zaprojektowaną, efektowną lampą o wyjątkowym kształcie, przeznaczoną do światłoterapii jasnym światłem. Lampa ma stabilną podstawę z metalu i estetyczny rurowy klosz wykonany z elastycznego plastiku, który dookoła rozprasza światło. Regulację natężenia oświetlenia umożliwia regulator wbudowany w podstawę. Aurora, jeśli nie jest używana do światłoterapii, może być używana także jako lampa pokojowa. Po zakończeniu sesji można przyciemnić światło regulatorem i używać lampy jako normalnego źródła światła. Wyłącznik lampy umiejscowiony jest w przewodzie zasilającym.

Natężenie oświetlenia:

2 500 lx w odległości 45 cm

5 000 lx w odległości 36 cm

10 000 lx w odległości 23 cm

Uwaga: dla efektywnej sesji terapii jasnym światłem wymagane jest aby oczy wystawione były na natężenie oświetlenia wynoszące co najmniej 2 500 lx przez 30-60min dziennie. Nie ma potrzeby patrzenia wprost na lampę, wystarczy aby światło docierało do oczu - można w tym czasie czytać, pracować przy komputerze czy oglądać telewizję.

Lampy antydepresyjne INNOLUX mogą być używane jako zwykłe lampy domowe

Skandynawski, minimalistyczny design lamp INNOLUX sprawia, że ich dobroczynne dla zdrowia efekty mogą być z powodzeniem łączone z walorami praktycznymi.

W modelach lamp wyposażonych w regulatory natężenia światła wystarczy ustawić preferowaną jasność, aby przyjemnie rozświetlić pokój lub wręcz ustawić jedynie bardzo lekkie, nastrojowe oświetlenie. Światła nie da się "przedawkować" - niektórzy mogą czasem jedynie odczuć pewne znużenie lub chwilową nadwrażliwość oczu, wtedy należy wyłączyć lub zmniejszyć jasność lampy.

W ciemnych miesiącach jesienno-zimowych już samo rozświetlenie pomieszczeń jasnym światłem lamp Innolux przynosi efekt poprawy nastroju, jednak aby lampa spełniała swoje funkcje medyczne należy znajdować się przez w zasięgu dystansu terapeutycznego i ustawić lampę na maksymalnej jasności.

Dane techniczne:

Pobór mocy: 72 W

Moc świetlówek: 2x36 W

Zasilanie: 220-240 V (50 Hz)

Sposób zasilania świetlówek: poprzez elektroniczną przetwornicę wysokiej częstotliwości HF 30 000 Hz

Lampa wyposażona jest w regulator natężenia oświetlenia

Świetłówki: Osram Dulux T/E 36W/840 plus, 2 szt.

Temperatura barwowa światła: 4000 K (białe, zbliżone do naturalnego)

Współczynnik sprawności świetlnej: 0,62
Strumień świetlny: 3068 lm
Stopień ochrony: IP20
Rozmiary: średnica 200 mm, wysokość 690 mm
Waga: 2,0 kg
Kolor: biały

Gwarancja: na lampę 2 lata, na świetlówki 1 rok

Jak wybrać lampę do terapii światłem?

Jak wybrać lampę do terapii światłem?

Wybierając lampę do terapii światłem, pamiętaj o następujących rzeczach:

- **Regulacja ustawienia** - ściemniania i jasności zapewniają różnorodność i wszechstronność.
- **Kształt:** Wybierz lampę, która pasuje do Twojego otoczenia, odpowiada Twoim potrzebom i gustom,
- **Możliwość przenoszenia, zawieszenia na ścianie lub ustawienia lampy,**
- **Solidność i jakość wykonania**
- **Certyfikat** - potwierdzona badaniami skuteczność lampy w terapii światłem - sprzedawane przez nas lampy antydepresyjne są wyrobami medycznymi i mają potwierdzone certyfikaty i dopuszczenia do obrotu.
- **Intensywność światła** - typowa lampa do terapii światłem ma maksymalną jasność 10 000 luksów,
- **Możliwość regulacji natężenia światła** - możliwość stopniowej regulacji w ciągu dnia lub nocy.