

Link do produktu: <https://www.medbox.pl/innolux-candeo-lampa-antydepresyjna-do-kuchni-jadalni-i-salonu-wybor-kolorow-p-1812.html>



INNOLUX CANDEO lampa antydepresyjna do kuchni, jadalni i salonu - wybór kolorów

Cena	1 590,00 zł
Dostępność	Produkt wycofany
Producent	INNOLUX INNOJOK Finlandia

Opis produktu

Seria lamp INNOLUX CANDEO to propozycja korzystania z terapii światłem w oczywistych miejscach gdzie przebywamy my i nasi domownicy - w kuchni, w jadalni - nad stoem, w salonie. Wystarczy od 30 do 60 minut przebywania w bliskości lampy, by skorzystać z terapii światłem, w trakcie wykonywania codziennych czynności takich jak śniadanie, poranna prasówka w salonie... Nie ma potrzeby patrzenia wprost na lampę, wystarczy aby światło docierało do oczu - można w tym czasie czytać, pracować przy komputerze czy oglądać telewizję. W ciemnych miesiącach jesienno-zimowych już samo rozświetlenie pomieszczeń jasnym światłem lamp INNOLUX przynosi efekt poprawy nastroju, jednak aby lampa spełniała swoje funkcje medyczne należy znajdować się przez w zasięgu dystansu terapeutycznego i ustawić lampę na maksymalnej jasności.

Projektantką lampy jest Katriina Nuutinen, która wymyśliła CANDEO jako projekt magisterskiej pracy dyplomowej. Jej celem było zaprojektowanie estetycznej wiszącej lampy z terapeutycznym, jasnym światłem, która będzie odpowiednia do wielu przestrzeni i którą będzie można łatwo regulować.

Za pomocą przełącznika na szczycie lampy, Innolux CANDEO przemienia się ze świecą jasnym białym światłem, w designerską lampę, zapewniającą ciepłe, nastrojowe oświetlenie. Regulacja wysokości na czarnym tekstylnym przewodzie przyłączeniowym dodaje wszechstronności do zastosowania lampy CANDEO.

Natężenie światła:

2500 lx w odległości 45 cm

10000 lx w odległości 23 cm

Dane techniczne:

Pobór mocy - 55 W / 14 W

Zasilanie - 220-240 V (50 Hz)

Stopień ochrony - IP20

Rozmiary - Ø 38,8 x 18,0 cm

Kolory: biały, szary, czarny, ceglasty (do wyboru)

Materiał - aluminium, akryl

Przewód - ok 2,5 m

Wyrób medyczny - certyfikat Det Norske Veritas CE 0434, VAT 8%

Producent: Innojok Oy, Finlandia

Gwarancja: 3 lata

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: biały , ceglasty , czarny , szary

Jak wybrać lampę do terapii światłem?

Jak wybrać lampę do terapii światłem?

Wybierając lampę do terapii światłem, pamiętaj o następujących rzeczach:

- **Regulacja ustawienia** - ściemniania i jasności zapewniają różnorodność i wszechstronność.
- **Kształt:** Wybierz lampę, która pasuje do Twojego otoczenia, odpowiada Twoim potrzebom i gustom,
- **Możliwość przenoszenia, zawieszenia na ścianie lub ustawienia lampy,**
- **Solidność i jakość wykonania**
- **Certyfikat** - potwierdzona badaniami skuteczność lampy w terapii światłem - sprzedawane przez nas lampy antydepresyjne są wyrobami medycznymi i mają potwierdzone certyfikaty i dopuszczenia do obrotu.
- **Intensywność światła** - typowa lampa do terapii światłem ma maksymalną jasność 10 000 luksów,
- **Możliwość regulacji natężenia światła** - możliwość stopniowej regulacji w ciągu dnia lub nocy.